



# Dr. Prepare

<b>EN</b>	<b>HEATED MASSAGE EYE MASK</b> .....	<b>01</b>
	<b>USER GUIDE</b>	
<b>DE</b>	<b>DIE BEHEIZTE MASSAGE-SCHLAFMASKE</b> .....	<b>06</b>
	<b>DIE BEDIENUNGSANLEITUNG</b>	
<b>JP</b>	<b>ホットアイマッサージャー</b> .....	<b>11</b>
	<b>ユーザーガイド</b>	

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

Name: Sea&Mew Accounting Ltd  
Address: Electric Avenue Vision 25, London,  
Enfield EN3 7GD  
Contact Person: Billy Han  
Tel: +44 7399648608  
E-mail: info@seamew.net

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

Name: Sea&Mew Consulting GmbH  
Address: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt  
Contact Person: Yuan Li  
Tel: +49 15224685061  
E-mail: Compliance.EU@outlook.com

Manufacturer / Importer: Dr Prepare Global Limited  
Address: HK, 999077, HONGKONG, CANTON RD TST KLN, RM 803 LIPPO SUN PLAZA 28  
Contact Person: Michelle Guo  
Tel: +86 152 6258 8612



# **HEATED MASSAGE EYE MASK**

Model: DMEM01

## SPECIFICATIONS

Product Material	Polyamide Fiber, Spandex
Heating Element Material	Graphene
Rated Power	6W
Input	Max. 5V/2A (USB)
Heating Level	01 (113°F / 45°C) 02 (131°F / 55°C) 03 (149°F / 65°C)
Timer	30 / 45 / 60 minutes
Temperature Controller Cord	4.92 ft / 1.5m
Product Size	10.92*3.71*0.89 Inch / 27.74*9.42*2.26 cm

## PACKAGE INCLUDES

- 1 x Heated Eye Mask
- 1 x Temperature Controller
- 1 x Storage Bag
- 1 x Spray Bottle
- 2 x Earplug
- 1 x User Manual

## INSTRUCTIONS FOR TEMPERATURE CONTROLLER

1. Take out the temperature controller, and attach magnetic connector to the magnetic plate on the eye mask.



2. Insert the USB plug into the power supply (power bank, power adapter, laptop, etc.). After power on, the display on the temperature controller will light up for about 2 seconds and then turns off. At the same time, the massage button on the eye mask will cycle through red, blue and green light and then goes out.



3. Press the heating button to turn on the eye mask and the heating function. When starting, it defaults to heat on the highest level and the display shows "03". Press the heating button to switch from Level 03, 02, 01. Press and hold the heating button for 2 seconds to turn off the heating function.



4. Press the timer button to set the timer (30 / 45 / 60 minutes). The default timer is 30 minutes, and the temperature controller display shows "30"; press again to set the timer to 45 minutes, the display will show "45"; press again to set the timer to 60 minutes, the display will show "60". The display will automatically show the remaining time without further operation for 10 seconds. Press the button again to turn off the timer, the display will show "00" and keep heating.



## INSTRUCTIONS FOR MESSAGE BUTTON

The heating function and massage function works independently. The massage function can be turned on separately, or it can be turned on when the heating function is on. The massage function will not stop working when the timer expires.

- When power on, press and hold the message button for 2 seconds to turn on / off the massage function.

- The default massage mode is normal mode (with blue light on). Press the massage button to switch from normal mode (with red light on), leisure mode (with blue light on), vitality mode (with green light on).

## PRECAUTIONS

- Washing is not recommended. Wipe and clean the surface of the eye mask with wet wipes.
- It is not recommended to fold the eye mask as it may damage the heating element inside.

## WARRANTY

- Dr. Prepare products are covered by a 12-month limited warranty from the original purchase date. If any problems occur, please contact our support team.
- We only provide after-sales services for products that are sold by Dr. Prepare or retailers and distributors authorized by Dr. Prepare. If you have purchased your unit from other channels, please contact your seller for more information about return and warranty.

## CUSTOMER SUPPORT

- If you have any questions or concerns, please send us an email at [support@drprepare.com](mailto:support@drprepare.com)

# **DIE BEHEIZTE MAS- SAGE-SCHLAFMASKE**

Model: DMEM01

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Stoffmaterial	Polyamidfaser, Elasthan
Heizelement	Graphen
Nennleistung	6W
Eingangsleistung	Max. 5V/2A (USB)
Heizstufen	01 (45°C / 113°F) 02 (55°C / 131°F) 03 (65°C / 149°F)
Timer	30 / 45 / 60 Minuten
Netzkabels des Temperaturreglers	1.5m / 4.92 ft
Produktsabmessungen	27.74*9.42*2.26 cm

## PAKET ENTHÄLT

- 1 x Schlafmaske
- 1 x Netzkabels des Temperaturreglers
- 1 x Kleine Stofftasche
- 1 x Sprühflasche
- 2 x Ohrstöpsel
- 1 x Bedienungsanleitung



## GEBRAUCHSANWEISUNG DES TEMPERRATURREGLER

1. Nehmen Sie den Temperaturregler heraus. Und Sie befestigen den Magnetsteckers am Magnetplatte über der Schlafmaske.



2. Schließen Sie ein Ende der USB-Schnittstelle des Controllers an die Stromversorgung an. (Powerbank, Adapterstecker, USB-Schnittstelle des Computers) Nach dem Einschalten leuchtet das Controller-Display etwa 2 Sekunden lang auf. Gleichzeitig wechselt der Massageschalter an der Schlafmaske durch rote, blaue und grüne Lichter. Dann es schaltet sich aus.



3. Drücken Sie auf die Heiztaste, um die Heizung einzuschalten. Beim Starten ist die Höchsttemperatur eingestellt, und das Display zeigt 03 an. Drücken Sie einmal auf die Heizungstaste, um die Temperatur umzuschalten. Halten Sie die Temperaturtaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Heizfunktion auszuschalten.



4. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Zeit einzustellen, zu die Timer die Heizfunktion ausschaltet. Das Standard-Timing ist 30 Minuten, und das Display des Temperaturreglers zeigt 30 an; drücken Sie erneut, um das 45-Minuten-Timing auszuwählen, und das Display des Temperaturreglers zeigt 45 an; drücken Sie erneut, um das 60-Minuten-Timing auszuwählen, und die Anzeige der Temperatur Controller zeigt 60 an; Wenn kein Vorgang ausgeführt wird, zeigt das Display nach 10 Sekunden automatisch die verbleibende Zeit an; wenn Sie die Taste erneut drücken, um die Timer auszuschalten, zeigt das Display 00 an und heizt weiter auf.



## GEBRAUCHSANWEISUNG DER MASSAGE

Die Massagefunktion kann separat eingeschaltet werden, oder sie kann gleichzeitig mit dem Einschalten der Heizung eingeschaltet werden.

- Nach dem Einschalten halten Sie den Massageschalter an der Schlafmaske etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Massagefunktion ein-/auszuschalten.

- Die Standardeinstellung ist der Normaler Modus (rotes Licht leuchtet). Drücken Sie die den Massageschalter, um den Normalermodus (rotes Licht) / Freizeitmodus (blaues Licht) / Sportmodus (grünes Licht) auszuwählen.

## WARNUNG

- Das Waschen mit Wasser wird nicht empfohlen. Sie können die Oberfläche der Schlafmaske einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und reinigen.
- Es wird nicht empfohlen, die Schlafmaske in der Mitte zu falten, da dies das Heizelement im Inneren beschädigen kann.

## GARANTIE

- Dr. Prepare Products haben ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine beschränkte Garantie von 12 Monaten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unser Kundenbediening.
- Wir bieten nur Kundendienst für Produkte an, die von Dr. Prepare oder Einzelhändlern verkauft werden und von Dr. Prepare autorisierte Vertriebshändler. Wenn Sie über andere Kanäle gekauft haben, Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer für weitere Informationen zu Rücksendungen und Garantie.

## KUNDENDIENST

- Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [support@drprepare.com](mailto:support@drprepare.com)

# ホットアイマッサージャー

モデル: DMEM01

## 製品仕様

生地	ナイロン、ポリウレタン
導電材	グラフェン
正規出力	6W
定格入力	Max. 5V/2A (USB)
温度設定	01 (113°F / 45°C) 02 (131°F / 55°C) 03 (149°F / 65°C)
タイマー	30 / 45 / 60 minutes
ヒーター長さ	4.92 ft / 1.5m
サイズ	10.92*3.71*0.89 Inch / 27.74*9.42*2.26 cm

## パッケージ内容

- アイマスク\*1
- サーモスタット\*1
- 収納袋\*1
- スプレーボトル\*1
- 耳栓\*2
- 取扱説明書\*1

## サーモスタットの使い方

1. サーモスタットを取り出し、サーモスタットの上部マグネット側をアイマスクのマグネットパネル部分に装着します。



2. サーモスタットの USB側を電源に差し込んでください。（モバイルバッテリー、アダプターのプラグ、パソコンの USB ポートなど）、通電後、サーモスタットの上の画面は点灯して2S ぐらい画面が消えます。画面が点灯すると同時に、アイマスクの上のマッサージボタンの赤い、青および緑ランプが一回にサークルした後消えます。



3. 暖房ボタンを押すとアイマスクがオンにして加熱、画面の初期設定は最高温度の段階で「03」表示します。再度押すと温度段階を切り替え、03/02/01（温度範囲45-65℃/113-149℉）



4. タイマーボタンを押して自動オフ時間を選べます。タイマー初期設定時間は30minで、画面が「30」表示します。操作をやめたら10秒後画面が残時間表示。再度押すと45minタイマー設定できます。画面が「45」表示されます。操作をやめたら10秒後画面が残時間表示。再度押すと60minタイマー設定できます。画面が「60」表示されます。操作をやめたら10秒後画面が残時間表示。再度押すとタイマーオフします。画面が「00」表示されます。暖房機能が続きます。ボタン押すと機能が順番にサイクルします。



## マッサージ機能の使い方

マッサージ機能が独立運転または暖房機能と並列運転もできます。つまり、暖房機能が切タイマーの設定時刻になっても、マッサージ機能は停止しません。

- 電源を入れて、アイマスク上のマッサージボタンを2秒間長押しマッサージON/OFFを切り替えます。

- 初期設定は日常モード（赤いランプが点灯）、マッサージボタンを短押しすると順に日常モード（赤いランプ）/カジュアルモード（青いランプ）/運動モード（緑ランプ）を選べます。

## 注意

- 水洗いお勧めしません。ウェットティッシュをアイマスクの表面を優しく拭き取ることがおすすめ。
- アイマスクを折り畳むのはお勧めしません。ヒーターシートを損なう恐れがあります。

## 保証について

- Dr.Prepare製品には、お買い上げの日から12ヶ月間の限定保証が付きます。何か質問がありましたら、ご遠慮なく弊社サポートチームまでお問い合わせください。
- アフターサービスは、Dr.PrepareまたはDr.Prepareが認定した販売店が販売する製品に限らせていただきます。Dr.Prepareストア以外の販売店からデバイスを購入された場合は、返品や保証の詳細について販売元にお問い合わせください。

## カスタマーサポート

- ご不明な点がございましたら、Dr.prepareサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。メール：[support@drprepare.com](mailto:support@drprepare.com)